



Новости развития продуктов LabWare

Мы работаем каждый день, чтобы продукты LabWare постоянно развивались и улучшались. В этом разделе содержится информация о работах по развитию и обновлению продуктов LabWare.

За третий квартал 2018 года компания LabWare выпустила следующие обновления:

Исправления LabWare7:	LIMS-7.0.2 G
	LIMS-7.0.2 H
Новые модули	
M0587-V01 Startup7	Модуль используется для улучшения или модификации процедуры запуска системы LabWare. В модуле содержатся исправления, которые необходимо загрузить до загрузки остальных файлов при запуске системы.
M0604-V01 User Interface Enhancements	Модуль позволяет динамично изменять размер панели для окон различных менеджеров LabWare LIMS. Также этот модуль добавляет возможность фильтровать записи в диалоге поиска.
Новые версии существующих модулей	
M0218-V04 Storage Location Tracking	Модуль позволяет управлять размещением объектов хранения, отслеживать условия хранения, структурировать хранилища на предприятии, отслеживать их пропускную способность, использование и доступность.

Указанные в данном разделе обновления доступны для скачивания в разделе «Загрузки» («Downloads») на глобальном ресурсе LabWare www.labware.com всем, кто имеет договор о технической поддержке с LabWare. В этом же разделе можно найти подробную информацию о технических возможностях других модулей LabWare. Обновления Вы можете установить самостоятельно или с помощью сертифицированного консультанта LabWare.

Информация о новых решениях


В этом разделе содержится информация о новых решениях LabWare, позволяющих улучшить работу Вашей ЛИМС или расширить её функциональные возможности.

Компонентное решение ИСО 17025 V3

Компанией LabWare было выпущено компонентное решение «ИСО 17025 V3» (далее - Решение) - это готовое решение на базе LabWare 7, которое призвано помочь испытательным и калибровочным лабораториям подтвердить их компетентность и способность получать технически обоснованные результаты.

Решение предназначено для реализации требований ISO 17025 и состоит из нескольких блоков, для каждого из которых разработаны отдельные рабочие процессы и подготовлены рабочие потоки, позволяющие получить доступ ко всем необходимым интерфейсам ЛИМС:

- **Блок управления обучением.** Предназначен для оценки и подтверждения квалификации персонала. Позволяет работать со статическими данными, необходимыми для управления обучением персонала по ISO 17025: составление графиков обучения, создание и поддержка профилей обучения, сертификация персонала и пр.;
- **Блок управления документами.** Реализует требования ISO 17025 по управлению документацией. Отвечает за возможность хранить, создавать и редактировать документы, контролировать их версии/редакции, а также утверждать и пересматривать;
- **Блок управления расследованиями.** Позволяет сформировать цепочку действий, необходимых для изучения проблемы (несоответствия) и реализации её решения. Блок обеспечивает фиксацию каждого шага расследования и формирование печатного отчета с подробным описанием его хода.
- **Блок измерения неопределенности.** Предоставляет инструмент для измерения неопределенности анализа и вычисления неопределённости для каждого результата в виде:
 - Абсолютного значения;
 - Относительного значения;
 - Абсолютное + относительное;
 - Квадратный корень абсолютных и относительных измерений;
 - Логарифмическое определение бактериологических результатов.



ИИЛ Тест-Пушино Управление документацией

Июль 16 2018

Управление документацией

Настройки

Установ Сбросить

Создать новый документ

Добавить документ в Менеджер документов

Структурированный поиск

Открыть Менеджер документов

Документы на утверждение

Пересмотр документов

Перестроить индексы SOLR

Контент поиска:

Тип	Документ	Описание	Версия	Статус	Площадка	Лаборатория	Анализ	Оборудование
ГОСТ/ГОСТ Р	ГОСТ 32044.1-2012	Опред-е м.д.азота и вычисление м.д.сырого протеина	2	Утвержденный документ (Пересмотр)	ИЛТП		СОП.М.ФХ.006	
ГОСТ/ГОСТ Р	ГОСТ тест	Тестовый ГОСТ	4	Утвержденный документ (Пересмотр)	ИЛТП			
Шаблон пересмотра	Пересмотр документа. Шаблон	шаблон для пересмотра документа	1	Утвержденный документ	ИЛТП			
СОП.Тест	СОП-М-09-СФХМИ	Гравиметрический метод определения массовой доли жира с применением кислотного гидролиза	1	Утвержденный документ	ИЛТП	СФХМИ	СОП-М-09-СФХМИ	
Шаблон документа	СОП. Шаблон и рекомендация	для создания новых документов по шаблону	1	Утвержденный документ	ИЛТП			
СОП.Тест	СОП.М.ТЕСТ.002		1	Проект документа (черновик)	ИЛТП		СОП.М.ФХ.006	
СОП.Тест	СОП.ТЕСТ-2	Тестовый СОП для проверки утверждения	2	Утвержденный документ	ИЛТП			

Показано от 1 до 10 записи из 10

ГОСТ 32044.1-2012 Свойства		
Наименование	Значение	
Редакция	0	
Владелец	Svetlana Latypova	
Кем выгружено		
Дата выгрузки	09.07.2018 15:30:13	
Дата изменения		
Последний пересмотр		

Невыполненные утверждения: 3 на утверждение

Просроченные пересмотры: 7 пересмотр.

Рабочий поток для управления документацией компонентного решения «ИСО 17025 V3»

Вопросы по работе Решения Вы можете направлять на почту support@labware.ru и мы с удовольствием ответим на них.

Информация об образовательных мероприятиях

В этом разделе содержится информация о тренингах и других мероприятиях, проводимых компанией LabWare СНГ.

Тренинги для Администраторов LabWare LIMS

До конца 2018 года компания LabWare СНГ запланировала проведение следующих тренингов по подготовке и повышению квалификации Администраторов LabWare LIMS:

Название тренинга	Дата	Описание тренинга
Администрирование LabWare LIMS 1	15-19 Октября	Базовый курс разработан для ключевых участников команды внедрения заказчика. Он является вводным для обучения Администратора системы LabWare. Целью этого курса является ознакомление с основными принципами работы LabWare LIMS.

По всем вопросам касательно участия в тренингах Вы можете обращаться к Елене Смирновой по электронной почте Smirnova@labware.ru или по телефону + 7 (495) 134 37 47.

Образовательная конференция пользователей LabWare, Август - Сентябрь 2019 г.¹ Москва

Рады сообщить, что на 2019 год запланировано проведение уже 5-ой Образовательной конференции пользователей LabWare в России.

Образовательные конференции LabWare проводятся по всему миру и собирают ведущих экспертов в области эффективного управления и автоматизации бизнес-процессов лабораторий, таких как: руководители служб качества и лабораторий, разработчики аналитических методов, химики, ИТ-специалисты и ЛИМС-Администраторы.

Участие в Образовательной конференции позволит приобрести знания и навыки для наиболее эффективного использования Вашей системы ЛИМС.

Обращаем Ваше внимание на новые условия участия:

Заказчики, имеющие действующий договор технической поддержки ПО LabWare LIMS, могут направить на Конференцию 1 специалиста бесплатно.

В остальных случаях стоимость участия для 1 специалиста составит 42 000 руб., в том числе НДС.

Приглашаем Вас запланировать участие в Конференции!

По всем вопросам касательно участия в конференции Вы можете обращаться к Елене Смирновой по электронной почте Smirnova@labware.ru или по телефону + 7 (495) 134 37 47.



¹ Точные даты проведения Конференции будут определены позднее.

Участие в мероприятиях

В этом разделе содержится информация об участии компании LabWare СНГ в различных образовательных мероприятиях.

Прошедшие мероприятия:

Химическая конференция Ассоциации «НП КИЦ СНГ» в Астане (1-2 октября 2018 г.)

2-3 октября 2018 года в г. Астана состоялась международная конференция Ассоциации «НП КИЦ СНГ», традиционно посвященная актуальным вопросам и мировым тенденциям регулирования обращения химической продукции.



Компания ООО «ЛАБВЭА» приняла активное участие в конференции и выступила с докладом на тему «Применение ЛИМС для контроля воздействия на окружающую среду».

На стенде ООО «ЛАБВЭА» была организована демонстрация системы ЛИМС, которая позволяет решать различные задачи, в том числе и в целях обеспечения контроля воздействия на окружающую среду на самом высоком уровне.

Будущие мероприятия:

Международный форум «Биотехнология: состояние и перспективы развития. Науки о жизни» (25-27 февраля 2019 г.)

Компания ООО «ЛАБВЭА» приглашает Вас посетить свой стенд на международном форуме «Биотехнология: состояние и перспективы развития. Науки о жизни», который состоится **25-27 февраля 2019 года** в Москве, в Гостином Дворе. Форум посвящен состоянию и перспективам развития биотехнологии.



В форуме принимают участие предприятия и организации из 40 субъектов Российской Федерации, представители из стран ближнего и дальнего зарубежья. Форум организован при содействии Минпромторга России, Минэкономразвития России, РФФИ, ФАНО России, Департамента природопользования и охраны окружающей среды, Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

17-я Международная выставка лабораторного оборудования и химических реактивов «Аналитика Экспо 2019» (23 по 26 апреля 2019 г.)

Приглашаем Вас посетить стенд компании ООО «ЛАБВЭА» на 17-ой Международной выставке лабораторного оборудования и химических реактивов «Аналитика Экспо», которая состоится **с 23 по 26 апреля 2019 года** в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо».



Выставка посвящена лабораторному оборудованию, химическим реактивам и материалам, исследованиям в сфере био- и нанотехнологий, а также вопросам автоматизации лабораторий. В рамках этой выставки запланирована организация демонстрационного стенда с презентацией последних решений и программных продуктов компании LabWare.