



LABWARE

НОВОСТИ КОМПАНИИ

3 квартал 2026 г.

Компания ООО «ЛАБВЭА» продолжает обеспечивать своих Заказчиков в России и странах СНГ высококачественными программными продуктами LabWare и необходимым сервисом. Мы предоставляем лицензии ПО LabWare, оказываем техническую поддержку, выполняем услуги по внедрению и развитию систем LabWare, а также проводим тренинги по работе с ПО LabWare.

Новости развития продуктов LabWare

Мы работаем каждый день, чтобы продукты LabWare постоянно развивались и улучшались. В этом разделе содержится информация о последних вышедших обновлениях продуктов LabWare.

Обновление LabWare

LabWare 8.0.0 K и LabWare 8.0.0 L. Эти обновления включают в себя более 260 LabTrack, файлы для приложения LabWare LIMS, файл для обновления БД, War-файл LabWare-800L, необходимый для работы WebLIMS, и другие файлы. Обращаем ваше внимание, что оба этих обновления необходимо использовать только одновременно друг с другом.

Новые объекты в базе знаний LabWare (Knowledge Track)

В этом разделе содержится информация о последних или недавно обновленных Knowledge Track.

Номер	Тема
KT01089	Совместимость продуктов LabWare с различными версиями Windows OS.
KT01461	Как включить SOAP-шифрование между уровнями Web и LIMS.
KT01559	Использование значков, всплывающих подсказок в Datatable v3.
KT01572	Изменение имени в профиле на сайте службы поддержки.
KT01577	Использование приложением LabWare клиентской папки и временных папок.

Информация о сервисах

В этом разделе содержится информация о сервисах, модулях и новых решениях, которые компания ООО «ЛАБВЭА» готова предоставлять своим заказчикам.

Компонентное решение T0090 Core Component и новые элементы для рабочих потоков.

Компания LabWare выпустила новое компонентное решение T0090 Core Component (далее – Решение), в котором объединила и улучшила функциональные возможности нескольких других своих компонентных решений, которые во многих конфигурациях и проектах ранее использовались вместе, но устанавливались по отдельности, что приводило к сложностям при их установке и использовании. Текущая версия Решения представляет собой комбинацию данных и конфигурации, которая может использоваться в качестве отправной точки для всех новых проектов по внедрению и развитию ЛИМС и включает в себя функционал следующих компонентных решений и утилит:

- Регистрация ошибок (T0021 Error Logging v4).
- Работа с NLS (T0028 NLS v3).
- Рабочие потоки (T0033 Visual Workflow v4).
- Доступ к объектам ЛИМС с помощью рабочего потока (T0057-T291 IAH Object Access VWF).
- Настройка системы (T0057-T3149AH System Setup).
- Управление просмотром базы данных (T0057-T9069AH DB View Management).
- Управление NLS на уровне сессии пользователя (T0057-T8790AH Session Controlled NLS).
- Галерея отчетов (T0057-T9813MA Report Gallery).

Дальнейшая разработка и улучшение этих решений и утилит будет выполняться в рамках T0090 Core Component. В этом новостном листке мы расскажем о некоторых новых элементах или улучшениях для рабочих потоков, которые были реализованы в Решении.

Элемент «FORM INPUT BULK».


Элемент «FORM_INPUT_BULK» предназначен для динамического отображения полей ввода разного типа на визуальном рабочем потоке. Пользователь может заполнить информацию в этих полях и подтвердить ввод, а ЛИМС её обработает согласно преднастроенной Администратором ЛИМС логике.

#	Анализ	Компонент	Метод	Правило	Единицы	Текст	Описание
1	ОПИСАНИЕ	Описание	ГР 8-90	Равен	NONE	Круглой формы	Круглой формы
2	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЫ	Содержание воды W среднее	ГР 8-91	MIN <= Результат <= MAX	%	Мин.: 10 Макс.: 15	10-15

Добавить спецификацию

Элемент «Sparkline».

Элемент «Sparkline» позволяет пользователю создавать небольшие диаграммы, встроенные в ячейку таблицы. Поддерживаемые типы: область (area), линия (line), столбец (column), круг (pie).



Добавлена возможность использования панели поиска для элемента «DATATABLE V3» для комплексного поиска данных.

Instruments

No Filters Selected

Open Edit Log Manual Log Adhoc


Search:

Instrument	Description	Location	Vendor	Serial Number	Last Cal	Next Cal	Last PM
Air Sampling 3							
BAL_DEMO1	Demo Record	MICRO			10-MAY-2022	10-MAY-2022	21-MAY-2021
FACILITY_CHILD1	child instrument 1	CHEMISTRY			18-JUN-2026	18-JUN-2026	18-JUN-2026
FACILITY_CHILD2	child instrument 2	CHEMISTRY			06-FEB-2024	07-FEB-2024	18-JUN-2026
Balances 31							
BAL01	Balance 01 (ELN)	ANALYTICAL	METTLER	123456	28-APR-2026	30-JUN-2026	18-JUN-2025
BAL02	Balance 02 (IP)	ANALYTICAL	METTLER	123456	18-JUN-2025	18-JUL-2026	23-JUN-2026
BAL03	Balance 03	ANALYTICAL	METTLER	123456	23-JUN-2026	23-JUN-2027	
BAL04	Balance 04 (MessageEngine)	ANALYTICAL	METTLER	123456	28-FEB-2025	28-FEB-2026	
BAL05	Balance 05	ANALYTICAL	METTLER	123456	25-SEP-2014	29-SEP-2015	30-JUL-2014
BAL06	Balance 06	ANALYTICAL	METTLER	123456	26-SEP-2014	26-SEP-2015	30-JUL-2014
BAL07	Balance 07	ANALYTICAL	METTLER	123456	30-OCT-2015	07-DEC-2015	30-OCT-2015
BAL08	Balance 08	ANALYTICAL	METTLER	123456	26-SEP-2014	26-SEP-2015	30-JUL-2014
BAL09	Balance 09	ANALYTICAL	METTLER	123456	22-SEP-2013	03-OCT-	30-JUL-2014

Showing 1 to 88 of 88 entries

Элемент «Timeline».

Элемент позволяет отображать различные события, произошедшие с объектом (например, историю аудита, цепочку поставок и т.д.), в хронологическом порядке и в виде адаптивного пользовательского интерфейса с возможностью быстрой навигации.



Вопросы по этому и другим решениям LabWare Вы можете направлять на почту support@labware.ru и мы с удовольствием ответим на них.

Информация об образовательных мероприятиях

В этом разделе содержится информация о тренингах и других мероприятиях, проводимых компанией ООО «ЛАБВЭА».

Тренинги для Администраторов ЛИМС.

На данный момент компания ООО «ЛАБВЭА» организывает прохождение тренингов в удаленном режиме. Ближайшие тренинги, проводимые компанией ООО «ЛАБВЭА»:

Дата	Название тренинга
26-28 октября	Администрирование LabWare LIMS 2.
9-10 ноября	Внутрилабораторный контроль качества на базе «LabWare LIMS».
11 ноября	Управление запасами стандартов и реагентов лаборатории.
16-18 ноября	Создание отчетов с помощью Crystal Reports.
19-20 ноября	Понимание структуры базы данных и создание SQL-запросов.
23-25 ноября	Основы подключения приборов (LabStation).
Ноябрь	Визуальные рабочие потоки.

По всем вопросам, связанным с участием в наших тренингах, а также для уточнения дат ближайших тренингов, Вы можете обращаться к Ольге Жуковой по тел. +7 (495) 134-37-47 или электронной почте training@labware.ru.

Участие в мероприятиях

В этом разделе содержится информация об участии компании ООО «ЛАБВЭА» в различных мероприятиях.

Международная выставка химической промышленности Uzbekistan Chemical Show 2026.
16–18 сентября 2026 года, г. Ташкент, Республика Узбекистан.



16–18 сентября 2026 года в Ташкенте прошла международная выставка Uzbekistan Chemical Show 2026 — ключевое событие химической индустрии в Центральной Азии. Мероприятие объединило мировых производителей, поставщиков технологий и лидеров смежных отраслей.

Компания ООО «ЛАБВЭА» приняла активное участие в выставке и представила на своем стенде передовые разработки в сфере лабораторной автоматизации. За три дня работы экспозиции стенд Компании посетили десятки профильных специалистов — технологи, руководители лабораторий и представители производственных предприятий химической отрасли. Гости стенда смогли вживую ознакомиться с решениями LabWare и получить консультации от экспертов нашей компании.

Среди партнеров, посетивших наш стенд, был председатель Ассоциации «Компетентность и качество» Дмитрий Фалкин, который отметил следующее: «Для нас такие выставки — это прежде всего точки контакта с рынком и партнёрами. Присутствие здесь коллег, работающих с лабораторными информационными системами, подтверждает, что автоматизация службы качества становится частью отраслевой повестки».

